



- STATIONER
- ÖGONDUSCH
- PLÅSTER
- REFILLER
- KUDDAR
- LÅDOR
- HYGIEN
- ÖVRIGT

Salvequick Sensitive Plåster

Salvequick Plåster och Plåsterautomater är ett komplett och lättanvänt system. Plåstren finns alltid på plats, färdiga att använda. I automaterna sitter refillerna fastlåsta för att förhindra svinn. Automaten laddas snabbt och enkelt om med hjälp av en specialnyckel.

Produktfördelar

- Hudvänligt
- Allergitestade
- Vattenavvisande



Salvequick Sensitive plåster är vita och tillverkade av polyuretan. Plåstren är vattenavvisande och passar för känslig hud. Lätta att applicera, flexibla och smidiga att använda. Allergitestade.

Innehåll

Varje refill innehåller 43 plåster
(27 st 72x19mm och 16 st 72x25mm)
6 refiller/ask

REF: 6943

