



SALVEQUICK TEXTILPLÅSTER

Salvequick Plåster och Plåsterautomater är ett komplett och lättanvänt system. Plåstren finns alltid på plats, färdiga att använda. I automaterna sitter refillerna fastlåsta för att förhindra svinn. Automaten laddas snabbt och enkelt om med hjälp av en specialnyckel.

Produktfördelar

- Hög kvalitet
- Allergitestade

- Smidiga och lätta att använda

Salvequick Textilplåster är följsamma plåster av hög kvalitet. Plåstren är allergitestade. De är lätta att applicera, flexibla och smidiga att använda.

Innehåll

Varje refill innehåller 40 plåster
(24 st 72x19mm och 16 st 72x25mm)
6 refiller/ask

Artikelnummer

10000242

Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, www.mediqsverige.se