

Omläggingsset gasväv Sterilt

Latexfritt

Material:

100% blekt bomull

17 trådar

Varp: 104 ± 4

Veft: 72 ± 4



Färg tork: Vit

Antal tork: 5 st

Elastisk ring: Material: Silikon

Diameter: 25 – 30 mm

Tråg: Polystyren, vitt, 4-delat, 148 x 74 x 18 mm

Pincett: Polystyren, grön, 128 mm lång

Omslagsduk: Papper/plast (vitt 18 g/m² / grönt 14 g/m²), Storlek; 40 x 40 cm

Sterilisering: EO enligt ISO 11135

CE-märkning: Klass 1 steril enl MDD annex 5

Tillverkning: Kina

Certifiering: ISO 9001:2008 & ISO 13485:2012

Lagring: 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

Art nr	Antal tork	Utvikt storlek	Avd fp st	Trp fp st
9150012	5 st tork	12 x 12 cm	1 x 25	1 x 25 x 8 = 200