

Omläggingsset non-woven Sterilt

Latexfritt



Material tork & kompresser:

70% viskos

30% polyester

Gramvikt: 30 g/m²

Färg tork & kompresser: Vit, utan optiskt blekmedel

Tork: 3 st

Diameter: 25 – 30 mm

Elastisk ring: Material: Silikon

Kompresser: 2 st, 5 x 5 cm

Tråg: Polystyren, vitt, 4-delat, 148 x 74 x 18 mm

Pincett: Polystyren, grön, 128 mm lång

Omslagsduk: Papper/plast (vitt 18 g/m² / grönt 14 g/m²), Storlek; 40 x 40 cm

Sterilisering: EO enligt ISO 11135

CE-märkning: Klass 1 steril enl MDD annex 5

Tillverkning: Kina

Certifiering: ISO 9001:2008 & ISO 13485:2012

Lagring: 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

Art nr	Antal tork & kompresser	Utvikt storlek	Avd fp st	Trp fp st
9150021	3 st tork 2 st kompr	12 x 12 cm 10 x 10 cm	25 x 1	8 x 25 x 1 = 200