

Position 980

# Omläggingsset non-woven Sterilt

Latexfritt

**Material tork:**

**70% viskos**

**30% polyester**

**Gramvikt: 30 g/m<sup>2</sup>**

**Färg tork:** Vit, utan optiskt blekmedel

**Antal tork:** 5 st

**Elastisk ring:** Material: Silikon

**Diameter:** 25 – 30 mm

**Tråg:** Polystyren, vitt, 4-delat, 148 x 74 x 18 mm

**Pincett:** Polystyren, grön, 128 mm lång

**Omslagsduk:** Papper/plast (vitt 18 g/m<sup>2</sup> / grönt 14 g/m<sup>2</sup>), Storlek; 40 x 40 cm

**Sterilisering:** EO enligt ISO 11135

**CE-märkning:** Klass 1 steril enl MDD annex 5

**Tillverkning:** Kina

**Certifiering:** ISO 9001:2008 & ISO 13485:2003

**Lagring:** 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla



Art nr	Antal tork	Utvikt storlek	Avd fp st	Trp fp st
9150022	5 st	12 x 12 cm	1 x 25	1 x 25 x 8 = 200