

Provox® TubeHolder

Provox TubeHolder har tagits fram exklusivt för användning med Provox LaryTube och Provox LaryButton. De integrerade hakarna ger optimal passform till vingarna på Provox LaryTube och LaryButton, vilket minskar den fysiska påfrestningen på det mjuka silikonmaterialet.

Fördelar:

- Skonsam för användare med känslig hud runt trakeostomat.



Provox TubeHolder	1 st	7668
Osteril, återanvändbar. Avsedd för enpatientsbruk.		