

Produktblad

Akupunktur nål SEIRIN B 0,30X50mm Plastskaft utan hylsa



Seirin är en välkänd japansk akupunktur nål av högsta kvalitet. Den är tillverkad av kirurgiskt fjäderstål, maskinslipad, polerad och belagd med medicinskt silikon. Nålen är lämplig vid behandling av stickkänsliga patienter.

- Japansk nål av rostfritt, kirurgiskt fjäderstål.
- Utan hylsa
- Steriliserad med etylenoxid. 4 års steriliseringstid från tillverkningsdatum.
- 100 st (1-pack) per förpackning.
- Förpackade styckvis per blister (1-pack)
- För engångsbruk.
- CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC klass IIa