





# Venprovtagningsset med integrerad säkerhetsmekanism

## BD Vacutainer® Push Button venprovtagningsset med förmonterad hållare

Med de förmonterade produkterna sitter hållaren redan på plats så man behöver inte skruva i kanylen i hållaren för hand. En steril engångsförpackning möjliggör arbete i en steril miljö, t.ex. provtagning för blododling. Det sterila slutna systemet minimerar risken för kontaminering av blododlingar och passar perfekt för provtagning med BD Bactec™ blododlingsflaskor.



## BD Vacutainer® Push Button venprovtagningsset med förmonterad hållare

BD art nr	Storlek	Kanyllängd	Slanglängd	Färgkodning	Avd/Transport förp.
367355	21G (0.8mm)	19mm	178mm		20/100
367354	23G (0.6mm)	19mm	178mm		20/100
368657	21G (0.8mm)	19mm	305mm		20/100
368658	23G (0.6mm)	19mm	305mm		20/100