

## Sterican® – standard injektionskanyler



- + Injektionskanyler för olika ändamål i enlighet med ISO 7864/DIN 13097
- + Kanyler med tunn vägg för optimalt flöde.
- + 3-facett slipning, Normal eller kort
- + Transparent och färgkodad luer-lock ansats
- + Färgkodad avdelningsförpackning för snabb identifikation på storlek

Indikation	Storlek YtterØ mm	Längd mm	Färg kod	Slip vinkel	Avd. fp	Art.nr	Varunr.
<b>Sterican®</b>							
Standardsortiment; -intramuskulär, -subkutan, -intravenös -intra arteriell inj.	0.90	40	Gul	Normal	100	4657519	
	0.80	40	Grön	Normal	100	4657527	
	0.70	30	Svart	Normal	100	4657624	
	0.60	30	Blå	Normal	100	4657640	
	0.60	25	Blå	Normal	100	4657667	
	0.55	25	Rosa	Normal	100	4657675	
	0.45	25	Brun	Normal	100	4657683	
	0.40	20	Grå	Normal	100	4657705	
För insulin	0.45	12	Brun	Normal	100	4665457	
	0.40	12	Grå	Normal	100	4665406	
	0.30	12	Gul	Normal	100	4656300	
Heparin, tuberkulin	0.50	16	Orange	Normal	100	4657853	
Blodprovtagning	1.10	40	Ljusgrå	Normal	100	4657799	
	1.10	30	Beige	Normal	100	4665317	
	0.90	25	Gul	Normal	100	4657500	
	0.80	25	Grön	Normal	100	4657543	
	0.70	40	Svart	Normal	100	4660021	
	1.20	40	Rosa	Kort	100	4665120	
	1.10	40	Beige	Kort	100	4665112	
	1.20	50	Rosa	Kort	100	4667123	
Intramuskulär	0.90	50	Gul	Kort	100	4667093	
	1.10	50	Beige	Normal	100	4665511	
	0.80	50	Grön	Normal	100	4665503	
	0.90	70	Gul	Normal	100	4665791	
	0.80	80	Grön	Normal	100	4665465	
	0.80	120	Grön	Normal	100	4665643	
	0.60	80	Blå	Normal	100	4665635	
	0.60	60	Blå	Normal	100	4665600	
Dental	0.50	40	Orange	Normal	100	9186166	
	0.50	25	Orange	Normal	100	9186158	
	0.40	40	Grå	Normal	100	9186182	
	0.40	25	Grå	Normal	100	9186182	
Sterican® specialkanyler	0.70	50	Svart	Normal	100	4650018	
	1.20	40	Vit	Normal	100	4650034	
	2.10	80	Ljusgrön	Kort	100	4665473	
Sterican® - trubbig	0.80	22	Grön	Trubbig	100	9180109	
	0.40	25	Grå	Trubbig	100	9180117	