

## Produktblad

### Akupunktur nål SEIRIN B 0,20X15mm Plastskaft utan hylsa



**Seirin** är en välkänd japansk akupunktur nål av högsta kvalitet. Den är tillverkad av kirurgiskt fjäderstål, maskinslipad, polerad och belagd med medicinskt silikon. Nålen är lämplig vid behandling av stickkänsliga patienter.

- Japansk nål av rostfritt, kirurgiskt fjäderstål.
- Utan hylsa
- Steriliserad med etylenoxid. 4 års steriliseringstid från tillverkningsdatum.
- 100 st (1-pack) per förpackning.
- Förpackade styckvis per blister (1-pack)
- För engångsbruk.
- CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC klass IIa