

Akupunktur nålar

Produkt:

- Medema Akupunktur nålar
- Seirin Akupunktur nålar

Användningsområde:

- Nålar för akupunkturbehandling

Egenskaper:

- Medema-nålen: Tillverkad av kirurgiskt stål i Kina. Handtag av kirurgiskt stål. Etylenoxidsteriliserade. 3 års steriliseringstid. 100 st/förpackning. Förpackade en och en. Även lämpliga för elstimulering.
- Japansk nål av kirurgiskt stål som har en mycket vass slipning och med ett silikonöverdrag som förenklar penetrationen av huden. Med plastskafv av olika färger och utan hylsa. 3 års steriliseringstid. 100 st/förpackning. Förpackade en och en.

CE-märkning:

- Enligt MDD-direktivet

