

Engångsinstrument > Pincetter



Engångspincett, med stadigt grepp, tunna smidiga käftar för bra grepp.

Har perfekta plockegenskaper.

Enstycksförpackad. Finns i sterilt eller osterilt utförande. Finns i olika material, plast eller stål.

Materialspecifikation:

489-001 Polypropylen 70% Glasfiber 30%

4891-003 Polymer

CSIP Stål


Steriliseringmetod:

Etylenoxid

Förpackning



Steril pincett- Peel-pack-kartong

Osteril pincett-plastpåse-kartong



Uppfyller standard

MDD 93/42/CEE 2007/47/EC EN ISO 9001:2008 EN ISO 13485:2004



Product no.	Name	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
489-305	Pincett 13cm engångs grön, osteril	50	2500	N	N	OS	
489-001	Pincett 13cm engångs grön, steril	35	560	N	N	S	
CSIP6007	Pincett Adson anatom 12cm (metall) engångs blå	25	100	N	N	S	
CSIP6006	Pincett Adson anatom mikro 12cm (metall) engångs, blå	25	100	N	N	S	
4891-003	Pincett Adson anatomisk 12cm (polymer)	208	416	N	N	OS	
CSIP6003	Pincett Adson klo 12cm (metall) engångs färgmarkerad blå	25	100	N	N	S	
CSIP6001	Pincett anatomisk 13cm (metall) engångs, färgmarkerad blå	20	80	N	N	S	
CSIP6002	Pincett anatomisk 14,5cm (metall) engångs färgmarkerad blå	20	80	N	N	S	
CSIP6005	Pincett De Bakey 15cm (metall) engångs färgmarkerad blå	20	80	N	N	S	
CSIP6004	Pincett klo 14,5cm (metall) engångs färgmarkerad blå	20	80	N	N	S	
4891-526	Pincett klo 1x2, 20cm, (polymer)	19	76	N	N	S	
4891-528	Pincett McIndoe klo 1x2, 15,5cm (polymer)	16	64	N	N	S	
4891-532	Roux retraktor (hake) 17cm (polymer)	7	28	N	N	S	