



## ÖGONSAX BÖJD

Produktnamn:	Ögonsax, böjd
Längd:	10,5 cm
Nettovikt:	21 gram (ca)
Material:	Rostfritt stål AISI 420
Exponeringstemperatur:	134 °C
Exponeringstid:	10 minuter

Artikelnummer  
42.0785.10

Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 90 00, [www.mediq sverige.se](http://www.mediq sverige.se)