

Lufttrycksteknologi  
för enkel applicering

Skyddande plast minskar risk för  
skador på glaspipetten

Glaspipett gör uppsugningen  
enkel och minskar risken för  
luftinsläpp.

En enhet - kräver ingen  
montering eller förberedelse

## Advanced Technology Innovates Point-of-Care Testing

Finns i alla  
storlekar till  
CardioChek

### Ny bättre kombinationspipett

PTS Diagnostics nya kapillärpipett ökar säkerheten och enkelheten, speciellt när det krävs en exakt blodvolym. Genom att använda en *kombination av glas och plast* i pipetten, blir provtagningen snabbare, säkrare och enklare.

### Användarvänlig

- Lätt att använda
- En-hands-provtagning
- Glaspipetten medför säker provtagning.
- Lufttrycksteknologi för applicering minskar risken för fel.



- **Röd: 15 µL till singeltester (Art# 2863)**



- **Grön: 30 µL till dubbeltester (Art# 2865)**



- **Svart: 40 µL till multitester (Art# 2866)**

