

HemoCue Rengörare

HemoCue Rengörare kan användas för rengöring av optronikenheten på alla HemoCues fotometrar utom på B-Hemoglobin fotometrar med serienummer lägre än 9227-001 001. Rengöringsspateln är gjord av ett fiberfritt material som är högabsorberande och fuktat med en rengöringslösning. Den tvättar effektivt rent optronikenheten genom att absorbera blodet utan att fläcka ner linsen.

Material: Svampen är gjord av polyvinylacetat, fuktat med en rengöringslösning.

Förpackning: 5 st enstycksförpackade i aluminiumfolie.

