

# Faecesrör



80.734 / 80.734.001

80.623 / 80.623.111

78.898.113

78.892.004

- Faecesrör tillverkad i Polypropylen (PP)
- Spatel tillverkad i Polystyren (PS), integrerad med skruvlocket som är tillverkat i high density Polyetylen (HD-PE)
- CE-märkt
- Artikel 78.898.138 är en sampackad produkt bestående av 80.623 i 78.898.113
- Artikel 78.892.051 är en sampackad produkt bestående av 80.734.001 i 78.892.004

| Artikel   | Artikelnummer | Inner / ytterförp |
|---|---------------|-------------------|
| Faecesrör 76x20 mm, PP                          | 80.734        | 100 / 500         |
| Faecesrör 76x20 mm, sterilt, PP                 | 80.734.001    | 100 / 500         |
| Faecesrör 101x16,5 mm, sterilt, PP              | 80.623        | 500 / 500         |
| Faecesrör 101x16,5 mm, PP                       | 80.623.111    | 500 / 500         |
| Transporthylsa 126x30 mm inkl sterilt faecesrör | 78.898.138    | 50 / 250          |
| Transporthylsa 84x30 mm inkl sterilt faecesrör  | 78.892.051    | 100 / 500         |