

Li/Na Heparin



Artikel	Nom.volym	Korkfärg	Färg ring	Storlek	Etikett	Förpackning
---------	-----------	----------	-----------	---------	---------	-------------

Li-Heparin med dragkork

454237	5/2ml	Grön	Vit	13x75mm	Papper	50/1200/50400
454056	5/4ml	Grön	Svart	13x75mm	Transparant	50/1200/50400
455073	10/9ml	Grön	Svart	16x100mm	Transparant	50/1200/36000

Li-Hep gel med dragkork

454493	5/3ml	Mintgrön	Gul	13x75mm	Transparant	50/1200/50400
454489	5/4ml	Mintgrön	Gul	13x75mm	Transparant	50/1200/50400
456305	7/5ml	Mintgrön	Gul	13x100mm	Transparant	50/1200/36000
455083	10/8ml	Grön	Gul	16x100mm	Papper	50/1200/36000

VACUETTE®



Artikel	Nom.volym	Korkfärg	Färg ring	Storlek	Etikett	Förpackning
Na-Heparin med dragkork						
454502	5/4ml	Mörkblå	svart	13x75mm	Transparant	50/1200/50400
456080	7/6ml	Mörkblå	svart	13x75mm	Papper	50/1200/36000
455051	10/9ml	Grön	svart	16x100mm	Papper	50/1200/36000