

Transportset för allmän bakteriologisk odling



- Transportrör och pinne individuellt förpackade och sterila i praktisk förpackning
- Transportrör innehållande Amies agar med kol
- Provtagningspinne av plast och mjuk topp av viskos
- Lång pinne för minskad kontaminationsrisk
- Transportröret är tillverkat i polypropylen (PP)
- Transportröret har rund botten som förhindrar hål i transportemballage och har en timglasform som eliminerar blåsor och sprickor i gelen.
- Med tättslutande kork
- Ger maximalt skydd för ömtåliga bakterier under transport
- Lämplig för allmänodling, både aeroba och anaeroba organismer
- Färgkodad svart

Artikelnr.	Benämning:	Ø/längd (mm)	Inner/ytterfp
80.1362	Provtagningspinne, plast/rayon, med Amies/kol, 114 C	12/155	50/500