

TRANSPORTHYLSOR

Förpackning för säker transport av diagnostiska prover



- Typgodkända enligt P 650 (ADR) samt PI 650 (IATA)
- Avsedda för transport av diagnostiska prover (UN 3373) samt övriga biologiska prover.
- Transporthylsa och skruvlock är tillverkade av polypropylen (PP)
- Autoklaverbara upp till 121°C
- Rekommenderad förvaring: 4-25 °C

Enligt ovanstående bestämmelser, måste transporthylsor vid transport alltid vara försedda med suginlägg (högabsorberande papper, cellulosa)

Transporthylsa 126 x Ø30 mm med suginlägg sampackad med skruvlock 65.676

Beställningsnr	Färg	Förpackning
78.898.113	Färglös	50 per påse / 250 st per kartong

Transporthylsa 126 x Ø 30 mm med suginlägg (utan lock)

Beställningsnr	Färg	Förpackning
78.898.300	Brun	50 per påse / 250 st per kartong

Skruvlock för transporthylsa 126x Ø 30 mm

Beställningsnr	Färg	Förpackning
65.676.001	brun	50 per påse / 250 per kartong

Transporthylsa 85 x Ø 30 mm med suginlägg sampackad med skruvlock 65.676

<u>Beställningsnr</u>	<u>Färg</u>	<u>Förpackning</u>
78.892.004	Färglös	50 per påse / 250 per kartong

Transporthylsa 114 x Ø 44 mm med suginlägg sampackad med skruvlock 65.678

<u>Beställningsnr</u>	<u>Färg</u>	<u>Förpackning</u>
78.897.024	Färglös	50 per påse / 250 per kartong

Separat suginlägg

- Absorptionskapacitet: ca 0,2 ml per cm²
- Högabsorberande papper, cellulosa

<u>Beställningsnr</u>	<u>För</u>	<u>Uppsugningsförmåga</u>	<u>Inner / ytter frp</u>
78.670	transporthylsa 126 x Ø 30 mm	11 ml	100 / 4000
78.684	85 x Ø 30 mm	9 ml	100 / 2000
78.669	114 x Ø 44 mm	26 ml	100 / 1000