


## GP knappcell, Lithium, CR2032, 1-pack



GP Lithium knappcell.

- Knappcells batteri till ett brett utbud av små elektroniska apparater, så som leksaker, klockor, bilnycklar, bankdosa, fjärrkontroller, kalkylatorer, kameror etc
- Tillförlitlig prestanda som räcker länge

---

### ARTICLE INFORMATION:

Art.no: 2184  
EAN: 4891199003721

---



---

### CONTACT US

Call 031-799 16 00  
or E-mail: kundservice@gpbmnordic.se  
www.gpbmnordic.se

# GP knappcell, Lithium, CR2032, 1-pack

## Technical specification

Spänning (Volt)	3.000
Tillverkningsland	Japan
Statistiskt nummer	8506503000
EL-nr	6209338
Snro	8743021
Batterityp	Lithium Manganese Dioxide
Nobb number	40496523
Batteristorlek	Knappcell

## Packaging information

	1-P	DISP	EXKRT	ST
EAN kod	4891199003721	4891199026423	4891199036361	
Längd (mm)	5.000	26.000	350.000	0.000
Höjd (mm)	90.000	47.000	160.000	3.200
Bredd (mm)	45.000	91.000	340.000	20.000
Bruttovikt (kg)	0.00590	0.04600	5.70000	0.00590
Net Weight (kg)	0.00320	0.04500	2.88000	0.00320
Gross Volume	0.00000	0.00000	0.01701	0.00002
Net Volume	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Antal ST	1	10	900	1

### CONTACT US

Call 031-799 16 00  
or E-mail: kundservice@gpbmnordic.se  
www.gpbmnordic.se