

# Stasband




Artikelnummer: 95.1007.001


Förpackning: 1 st/innerfp 200 st/ytterfp

- Tvättbar i 90° C, desinfektion med Chlorox, Virkon eller liknande\*)
- Material: Band (latexfritt) polyester (PES), elastan  
Spänne polykarbonat (PC), polyacetat (POM)
- För enhandsfattning, CE-märkt


## Instruktioner:




Öppna låset



Stäng låset



Spänn åt bandet



Lösgör bandet långsamt

## \*) Sterilisering:

Starkt kontaminerade stasband kan autoklaveras med ånga vid en temperatur av 121°C under 20 minuter