



# Stasband

## Beskrivning:

Stasband för överarmen för enklare venåtkomst. Terumos mjuka stasband ger god komfort både för patienten och sjukvårdspersonalen. Tack vare säkerhets-snäpplåset kan bandet avlägsnas snabbt vid behov. Banden finns både för vuxna och för barn.

## Material:

Plastspänne                    Polykarbonat  
Övriga plastdetaljer        Polyoxymetylen  
Band                             Ftalatfri polyester och lycra

## Rengöring:

Banden kan tvättas i 75-90° C i ca 10 minuter eller autoklaveras 12 gånger i 121° C och 1,2 bar i 20 minuter. **OBS!** autoklavering i 134° C är **inte** möjligt.

Art.nr.	Bandbredd	Färg/ mönster	Förp.
10000592	25 mm	Flerfärgad	100
10017620	25 mm	Dinosaurie	100
10017619	12,5 mm	Blåaktigt	100

Leverantör

 **TERUMO**

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 08-88 03 60, [www.mediq.se](http://www.mediq.se), [marknad@mediq.com](mailto:marknad@mediq.com)

2022-02