

Provtagningsstol 072

Enkel och prisvärd provtagningsstol

Provtagningsstol 072 är en enkel och stabil stol med justerbar rygg och lättjusterade armskenor.

Patienten har en behaglig sittställning och det går att ta prover både i sittande och liggande läge. Stolen kan lätt fällas till chockläge och vadplattan följer automatiskt med vid ryggjustering.

Konstruktionen gör stolen stabil i alla lägen och den är liten och smidig att jobba med. Träknopparna gör det lätt för patienten att komma i och ur stolen. Armskenorna är lätta att justera och ingår i stolens pris.

Stolen levereras komplett med alla tillbehör som visas på bilden. Armskenor ingår.

Artikelnummer

2-072 Provtagningsstol 072, komplett.

Klädslar



Observera att färgerna skiljer sig något från de verkliga färgerna. Beställ gärna kostnadsfria färgprover.

Egenskaper

Justerbar rygg

Justerbara armskenor

Patientknoppar

Justerbar vadplatta

Stabilt underrede

Brett urval av färger på klädselar

Teknisk info

Patientvikt	165 kg
Bredd utan armskenor	680 mm
Bredd med armskenor	920 mm
Längd fälld	1670 mm
Sitsbredd	480 mm
Sitthöjd	520 mm
Vikt	22 kg

Tillbehör

Komplett vid leverans.



Liggande prover

Fäll patienten till önskat läge och ta liggande prover.



Chockläge

Stolen kan fällas till riktigt chockläge.

OSCAR