

UNDERSÖKNINGSBRITS 425

Artikelnummer: 4-425

Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment av undersökningsbritsar. Från enklare standardbritsar till modeller med elektrisk reglering av höjd och rygg och flexibel anpassning, helt utifrån era önskemål. Dessutom har vi utvecklat specialbritsar, bland annat för ultraljudsundersökning av hjärtat. Höjjusteringen på alla våra britsar sker alltid rakt upp och rakt ner, vilket gör att de med fördel kan placeras mot en vägg. Våra hjul är av högsta kvalitet och gör att britsarna rullar lätt och blir enkla att manövrera. Anpassade tillbehör och ett stort urval av klädsel färger ger stor valfrihet.

ENKEL BRITS FÖR BASBEHOVEN

En enkel men stabil brits med fast höjd. Huvuddelen kan höjas och sänkas med hjälp av en gasfjäder. Utrustad med pappershållare i huvudändan och pappersklämma i fotändan.



UNDERSÖKNINGSBRITS 425

EGENSKAPER

Fast höjd

Gasfjäderreglerad huvuddel

Papperhållare

Brett urval av färger på klädslar

SPECIFIKATION

Patientvikt 165 kg

Längd 1950 mm

Bredd 700 mm

Höjd 750 mm

KLÄDSLAR



Black



Antracit



Gray



Stone



Aubergine



Saphir



Azur



Saffron



Green



Kiwi



Red



Bordeaux



Light
Brown



Off White

Beställ gärna kostnadsfria färgprover

OSCAR | MED
TEC