

# Öronpinne – 8 cm med bomull i båda ändar

## Engångs-osteril

Latexfri

**Material: Trä (vit björk)**

**Längd: 8 cm**

**Tjocklek: 2 mm**

**Material: Bomull 100%**

**Kvalitet: USB Medical grade**



**Indikationer:** Enklare sårvård samt provtagning.

**Autoklaverbar:** Kan steriliseras i EO och ånga 121 alt 134 °C

**CE-märkning:** Klass 1 enl MDD

**Tillverkning:** Kina

**Certifiering:** EN ISO 9001:2008 & EN ISO 13485:2012

**Lagring:** Minst 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Art nr	Längd	Avd fp st	Trp fp st
5128102	8 cm	100	100 x 100 = 10000