

## Blodtrycksmätare Omron M3 Black-2020



### Art.nr: 4279

Omron M3 Black-2020 är utrustad med en svart mjuk specialmanschett för både normal och bred arm (22-42 cm). Den nya utgåvan av mätaren är både lättare att använda och lättare att läsa av med tydliga och lättolkade symboler. Mätaren separerar morgontryck och kvällstryck och kan beräkna medelvärdet av dessa. Det finns minne för 60 mätningar plus gästläge. För att undvika felaktiga mätningar så visar mätaren grönt ljus om manschetten är korrekt placerad och orange ljus om den behöver korrigeras. Grönt och orange ljus indikerar även om trycket ligger inom de rekommenderade värdena. Detta gör att mätaren också är lämplig för hemsjukvård och utlåning till patienter då det är lättare för patienten att göra rätt och minskar oro som i sin tur kan ge felaktiga värden. Levereras med svensk manual, 4 st AA batterier och en mjuk skyddsväska. Klinisk validerad och godkänd. 3 års garanti på mätaren och 1 år på manschetten. CE-märkt.

### Tillbehör:

1201	Omron liten manschett (17-22 cm)
1259	Omron nätadapter H
1200	Hygienskydd
H-ACC-VAS-016	Huntleigh hygienskydd