



Omron M7 Intelli IT

Artikelnummer: 4207-12M

Blodtrycksmätaren Omron M7 Intelli IT är en kompakt helautomatisk mätare som fungerar enligt den oscillometriska principen. Omron M7 IntelliSens-teknik, som är en personlig anpassad uppblåsning av manschetten så att uppblåsningen sker bekvämt och kontrollerat utan behov av tryckinställning i förväg eller återuppblåsning. Den är utrustad med Intelli Wrap-manschett som ger en 360° noggrannhet från vilket position som helst runt överarmen. Mätaren kan användas tillsammans med Omrons smartphone app som ansluter till Omron-Bluetooth-enheter och ger en enkel visning av mätningar, historia, grafer och medelvärden. Omron M7 Intelli IT gör det enkelt att visa, spara och dela hälsodata med andra program som t.ex. Apple Health. Fungerar med iPhone och Android. Levereras med manschett, batterier, manual och en mjuk förvaringsväska. 3 års garanti på mätaren. Kliniskt godkänd och validerad. CE-märkt. **Utrustad med en extra lång slang på 1,2 m.**

- Intellisensfunktion
- Omron mobil-applikation för iPhone och Android
- Manchett i storlek 22-42 cm
- Spårning av morgonhypertoni
- Visar veckovis medelvärde
- Indikerar kroppsrörelser under mätning
- Guide för manschettapplicering visas med lampa
- Indikerar oregelbundna hjärtslag
- Indikerar högt blodtryck
- Visar medelvärdet för morgon- och kvällsvärd
- Minne för två personer med 100 sparade minnen/person