



Heine Mini3000 Otoskop

HEINE mini 3000 F.O. LED Otoskop är ett högkvalitativt instrument i fickformat med naturligt LED HQ ljus (4000K, CRI 95, R9 93) för mobilt bruk. Det levereras komplett i ett hårt etui med ett mini 3000 batterihandtag inklusive batterier (2x AA/LR6), 4 stycken flergångsörontrattar (2,4mm-5,0mm) samt 5 AllSpec engångsörontrattar i vardera storleken (2.5mm och 4mm). HEINE mini 3000 F.O. LED Otoskop kan användas tillsammans med HEINE AllSpec engångsörontrattar.

Beställningsinformation

Art.nr	Beskrivning	Storlek	Avd.förp.
10000655	Otoskopset heine mini3000 f.o. 2,5v led handtag för torr batteri		1

Leverantör

Heine

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com