

**Engångs Spirometermunstycken
i varierande storlekar för spirometrar av olika fabrikat**



Produktspecifikation

<u>Art.nr.</u>	<u>Benämning</u>	<u>Förpackning</u>
11004	Spirometermunstycke, eng. 28,2/30,5x67 mm	200/kart., 96 kart/pall
11005	Spirometermunstycke, eng. 25,0/27,6x70 mm	" " " " "
11006	Spirometermunstycke, eng. 20,1/22x66 mm	250/kart., " " "

Ingående material

Papper med 100% returfiber, pH 8,2 - 8,5.
Vattenbaserat PVA-lim (polyvinylalkohol)
Tillsatskemikalierna godkända enligt FDA och BGA/BGVV.

Utförande

Papperslagren formade till en papphylsa med vitt, glättat ytterpapper, godstjocklek ca. 1,3 mm. Längd, 67 resp. 70 och 66 mm. Artiklarna CE-märkta enligt MDD 93/42/EEC.