



Termometer

Beskrivning:

Digital termometer som garanterar snabb och noggrann mätning av kroppstemperaturen. med två olikamätmetoder axillär eller oral/rektal. Termometern slår automatiskt på- / av när den tas ur eller sätts tillbaka i sitt fodral. DEHP, PVC- och latexfri.

Artikelnummer	Benämning	Färgkod	Avd. förp.
10017544	axillary	grön	1
10017543	oral/rektal	blå	1
10000680	Termometerskydd	-	1000

Material:

Termometer:

- Hölje
- Displaypanel
- Metalltip
- Styrenharts
- Styrenharts
- Rostfritt stål

Termometerskydd:

- Hölje
- Upphångningsögla
- Magnet
- ABS
- Polypropylene
- SrO-6Fe203 /rostfritt stål



Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com