

# Multi-Safe Sani 0,2 L

UN-godkänd säker avfallsbehållare



Behållare i liten och platt design, lämplig för hemsjukvård och ambulanssjukvård.

## **SaniSafe®**

SaniSafe® är utrustad med ett skjutlock som lätt kan öppnas och stängas med enhandsfattning.

Vid permanent förslutning av kanylburken, skjuts locket till stängd position varefter den röda knappen märkt "PUSH" trycks ner. Ett klickljud hörs då locket är permanent förslutet (se bild ovan). Locket kommer påmonterat.

Locköppningen är utrustad med kanylavskiljare/avdragare.

## **Säkerhet**

SaniSafe® är tillverkad i polypropylen och har robusta, punktionssäkra väggar och bottendel. SaniSafe® avger endast vatten och koldioxid vid förbränning. Produkten är PVC fri.

## **Certifikat**

SaniSafe® har genomgått alla viktiga säkerhetstester med positivt resultat.

Våra avfallsbehållare är typgodkända enligt UN 3291, TRBA 250 samt ISO 23907.

Finns att beställa med och utan UN-certifierad etikett.

Artikelnr:	Benämning:	Mått HxBxØ (botten) mm:	Inner/Ytterfp:
77.3890.302	Multi-Safe Sani 0,2 L, med UN-cert. etikett	130 x 65 x 35 (oval)	110/ 110