



Kyl- Frystermometer -40 +40C

Artikelnummer: 512045
Märke: Viking
Leverantör: Termometerfabriken
Viking AB
Förpackning: 1x5
Minsta
beställning: 1 st
Lev.artnr: 511

Material & skötsel

Färg: Transparent
Huvudmaterial: Plast
Materialspecifikation: Polystyren
Kompletterande material: Glas/Papper



Produktbeskrivning

Kyl/Frystemometer som hängs upp med
inbyggd krok. Mätornåde -40 till +40C
Mått: 150 X 20mm