

Tork Avtorkningspapper 1-lager



Artikel	100147
System	M1
Rullens längd	110 m
Rullens bredd	21.5 cm
Rullens diameter	14 cm
Lager	1
Tryck	Nej
Mönsterprägling	Nej
Färg	Vit

Tork Avtorkningspapper Mini (1-lags) passar perfekt för lättare avtorkning såväl som handavtorkning. Pappret kan användas i Tork® Dispenser Mini Centrummatad, en kompakt och mångsidig lösning för arbetsmiljöer där både hand- och ytavtorkning krävs.

www.tork.se

● Idealisk för avtorkning av händer och lätt smutsade ytor

● Speciellt lämpligt för rengöring av glas – lämnar inte något ludd eller några ränder på ytan

● Enkel att använda med endast en hand

Leveransdata			
	Konsumentförpackning	Transportförpackning	Pall
EAN	7322540465358	7322540465365	7322540471731
Antal	1	11	352
Konsumentförpackning	-	11	352
Höjd	215 mm	215 mm	1870 mm
Bredd	140 mm	380 mm	800 mm
Längd	140 mm	572 mm	1200 mm
Volym	4.21 dm ³	46.73 dm ³	1.5 m ³
Nettovikt	614.9 g	6.8 kg	216.44 kg
Bruttovikt	615.7 g	6.8 kg	218.02 kg
Förpackningsmaterial	none	Shrink	-

Kompatibla produkter

**Tork Dispenser Mini
Centrummatad**

558008

Liknande produkter



100134

473474

128208

Miljömärkningar/Fördelar



For Wiping

The mark of responsible forestry

run out indicator

Kontakt

Essity Hygiene and Health AB
Professional Hygiene
Broplatsen 3
431 31 Göteborg

Telefon: 031-746 17 00

E-post: information.tork@essity.com