



PRODUKTFAKTABLAD

Britspapper arkat 38x45 cm

Art nr: 500148

Produktbeskrivning: Arkat britspapper av returfiber. Skyddar underlaget mot fukt och smuts.

Antal st/fp: 1000

Antal fp/kartong: 1

Antal kartong/pall: 24

Symboler:



Produktfakta:

Utförande: Britspapper arkat

Längd: 38cm

Bredd: 45cm

Färg: Natur

Material: Returfiber

Ytvikt: 1x38gr/m²

Ytteremballage: Wellkartong

Destruktion av vara: Kompostering eller förbränning

Destruktion av emb: Kan lämnas på kommunala återvinningscentraler för energi eller materialåtervinning

Datum: 2014-05-20