



DES 75

Hygienisk handdesinfektion

Användningsområde

DES75 är en flytande etanolbaserad handdesinfektion med återfuktare, som används för att förebygga och förhindra mikrobiologisk smittspridning via händer. Exempel på verksamhetsområden där produkten lämpar sig är humanvård, barnomsorg, laborieverksamhet samt andra områden där kravet på handhygien är mycket viktigt.

Produktfakta

DES75 är en etanolbaserad hygienisk handdesinfektion med återfuktare som används koncentrerat på händerna. Produkten är effektiv mot bakterier, svamp och vissa virustyper. God effekt mot höljesförsedda virus men begränsad effekt mot nakna virus. Saknar effekt mot sporer (*Cl.difficile*). Undvik statisk elektricitet och tillse att händerna är torra innan nästa arbetsmoment påbörjas. Vid stänk i ögonen skölj med mycket vatten. Undvik att få stänk på textilier och golv. Kan ge fläckar. Eventuella fläckar på textilier kan tas bort om dessa förbehandlas med ättiksyra (hushållsättika). Produkten uppfyller den europeiska normen för desinfektionsmedel EN1500:2013, EN13727, EN13624, och vissa typer av virus (höljesförsedda) som t ex Infuensavirus (H1N1, H5N1), Vaccinivirus, Herpes Simplex, HIV, Hepatit B & C, Bovine Viral Diarrhoea Virus. Effekt även mot vissa nakna virus som Murint Norovirus enligt (EN14476) (surrogat till humant norovirus och Hepatit A). Vid utbrott av kräksjuka (Calici), rekommenderas att desinfektionen föregås av mycket noggrann handtvätt med tvål och vatten.

Art.nr

17149150	Antal per kartong 24*150ml	150ml flaska med snäppkapsyl
17149600	Antal per kartong 15* 600ml	600ml flaska med fast monterad pump
1714Dp01	Antal per kartong 12* 1L DP	1L DP flaska (upp och nedvänd) med DP-pump
17140001	Antal per kartong 12* 1L	1L rundflaska med sprutkapsyl / snäpplock
1714P001	Antal per kartong 12* 1L	1L rundflaska med sprutkapsyl/ snäpplock. Pump i kartong
17140005	Antal per kartong 2* 5L	5L dunk med kapsyl

Bruksanvisning

Hygienisk desinfektion: Massera in 4ml av produkten (=2 pumptryck) tills händerna är torra. Minimum 30s. Tänk på att tummar, och nagelband är typiska områden som man missar att desinficera. Huden ska vara torr innan nästa arbetsmoment påbörjas, eller vid efterföljande användning av handskar.

Dosering

Hygienisk desinfektion: Används koncentrerad. Applicera 4ml = 2 pumptryck – på torra och rena händer.

Innehåll

Alcohol Denat (ca 65%), Aqua, Isopropyl Alcohol (ca 10%), Glycerin (återfuktare), Propylene Glycol (återfuktare).

Lagring och hållbarhet

3 års hållbarhet i oöppnad förpackning. 12 månader efter öppnande.

Miljö

Tomma och ursköljda emballage ska sorteras som "förpackning av plast".

Ej helt tomma emballage sorteras som "farligt avfall", tömningsgraden är 99,5% för 600 ml pumpflaskan.

