



Handdesinfektion gel 85

Handdesinfektion Gel 85 används för att förebygga och förhindra mikrobiologisk smittspridning via händer. Produkten är effektiv mot bakterier, svamp, mögel och virus.

Exempel på verksamhetsområden där *Handdesinfektion Gel 85* lämpar sig är: humanvård, barnomsorg, djurvård, veterinärmedicin, laboratorieverksamhet, livsmedelsproduktion och områden där personlig hygien är viktigt.

Produktfakta

LIV Handdesinfektion Gel 85 är ett handdesinfektionsmedel med återfettande verkan. Innehåller 85% denaturerad etanol samt glycerin som återfuktare för att förhindra uttorkning av huden. Desinfektionsmedlet efterlämnar en mjuk och smidig hud. Undvik statisk elektricitet och tillse att händerna är torra innan nästa arbetsmoment påbörjas. Vid stänk i ögonen skölj med mycket vatten. Undvik att få stänk på textilier och golv. Kan ge fläckar. Produkten uppfyller den europeiska normen för desinfektionsmedel EN 1500, EN1650, EN1276, EN12054.

Dosering

3ml (=2 pumptryck)

Innehåll

Alcohol Denat., Aqua, Isopropyl Alcool, Glycerin, Carbomer, Aminomet-hyl Propanol.

Lagring/Hållbarhet

3 års hållbarhet i oöppnad förpackning. 12 månader efter öppnande.

Miljö

Tomma emballage ska sorteras som "förpackning av plast"

Artiklar

17159150	150 ml flaska	Ant/tp: 24
17159600	600 ml flaska med pump	Ant/tp: 15
1715DP01	1000 ml dispensopack	Ant/tp: 12



Lahega Kemi AB, Box 13073, 250 13 Helsingborg,
Telefon 042-256700, Telefax 042-256750
www.lahega.se