



DAX Clinical Handdesinfektion

DAX Clinical Handdesinfektion är en hygienisk handdesinfektion som är utprövad i samarbete med svensk sjukvård. DAX Clinical Handdesinfektion är effektiv mot bakterier, jästsvamp och många olika virus som influensavirus, HIV och Murine Norovirus.

Fördelar med DAX Clinical

- Innehåller 75 vol% denaturerad etanol
- Innehåller två olika återfuktare
- Kliniskt testad för att klara dagligt vårdarbete
- Verkar snabbt och klibbar inte efter avdunstning

Dosering

- 3 ml gnids in i händerna under 30 sekunder



Produktnamn	Art.nr	Antal st/krt	Antal kar/pall	EAN kod
DAX Clinical Handdesinfektion 150 ml	721-24	24	104	7331964007211
DAX Clinical Handdesinfektion 600 ml	722-15	15	48	7331964007228
DAX Clinical Handdesinfektion 700 ml BiB	AD723-8	7	112	7331964007235
DAX Clinical Handdesinfektion 1000 ml	724-12	12	30	7331964007242
DAX Clinical Handdesinfektion 1000 ml DP	DP725	12	24	7331964007259

DAX Clinical Handdesinfektion

Mikrobiologisk information

Bactericidal effekt

EN 1500

Applikation 3 ml
Escherichia coli 30 sek

EN 13727

Pseudomonas aeruginosa 30 sek
Staphylococcus aureus 30 sek
Enterococcus hirae 30 sek
Escherichia coli 30 sek

Yeasticidal effekt

EN 13624

Candida albicans 30 sek

Mycobactericidal effekt

EN 14348

Mycobacterium terrae 1 min

Virucidal effekt

EN 14476

Murine Norovirus 30 sek
Adeno virus 30 sek

Förpackningsmaterial:

- Högdensitetspolyeten (HDPE)

Typ av formulering

- Vätska

Produktnamn	Art.nr	Antal st/krt	Antal kar/pall	EAN kod
DAX Clinical Handdesinfektion 150 ml	721-24	24	104	7331964007211
DAX Clinical Handdesinfektion 600 ml	722-15	15	48	7331964007228
DAX Clinical Handdesinfektion 700 ml BiB	AD723-8	7	112	7331964007235
DAX Clinical Handdesinfektion 1000 ml	724-12	12	30	7331964007242
DAX Clinical Handdesinfektion 1000 ml DP	DP725	12	24	7331964007259