



ViTri:Plåster



Produktbeskrivning:

Hudvänligt plåster i non-woven eller plast, med ej vidhäftande sårdyna. Non-woven plåstren är beigefärgad, hudvänlig häftmassa.

Indikationer:

Efter injektion eller provtagning, små sår.

Vårt artikelnummer	Beskrivning
818300	38x38 mm, 200 st/avdfp (plast)
818302	38 x 38 mm, 200 st/avdfp (non-woven)
818303	14 x 40 mm, 250 st/avdfp (non-woven)
818304	19 x 40 mm, 250 st/avdfp (non-woven)
818305	19 x 72 mm, 250 st/avdfp (non-woven)