

Dual-Head Adult

Artikelnummer: 304-3060

Stetoskop med vändbart bröststycke och med inbyggd bygel.

Mjuka öron-oliver som sitter bekvämt i öronen.

Detta stetoskop passar mycket bra till blodtrycksmätning.

Membranring i plast, icke-kylande.

2 par extra oliver, ett extra membran samt namnbricka medföljer vid leverans.

Totallängd på stetoskopet är 75 cm.

Membran \varnothing 44 mm

Tratt \varnothing 35 mm

