

Öronpinne – 15 cm - med bomull

Engångs-osteril

Latexfri

Material: Trä (vit björk)

Längd: 15 cm

Tjocklek: 2 mm

Material: Bomull 100%

Kvalitet: USP Medical grade



Indikationer: Enklare sårvård samt provtagning.

Autoklaverbar: Kan steriliseras i EO och ånga 121 alt 134 °C

CE-märkning: Klass 1 enl MDD

Tillverkning: Kina

Certifiering: EN ISO 9001:2008 & EN ISO 13485:2012

Lagring: Minst 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Art nr	Längd	Avd fp st	Trp fp st
5128101	15 cm	100	100 x 100 = 10000