


**THORAXDRÄNAGE**



## Thorax kateter, silikon, rak eller vinklad

Redax har utvecklat ett brett sortiment av thoraxkatetrar som uppfyller thoraxkirurgins speciella krav. Katetrarna har en polyurethantäckt insida som säkerställer ett högt flöde och minskar risken för koagulation.

### PRODUKTFAKTA

- Materialet följer lätt kroppens kontur utan att knicka.
- Toppen är avfasad vilket förenklar införandet och tillåter att förkortas till önskad längd och/eller vinkel.
- Bi-konisk konnektor passar de flesta thorax dränage.
- Katetern har 6 ovala hål i olika höjd.
- Katetern har röntgenmarkering tillsammans med tydlig djupmarkering för att underlätta korrekt position.
- Finns i olika storlekar från 9 CH till 36 CH med ökning i steg om 3 CH.
- Silikonmaterialet har medicinsk kvalitet med hög transparens för god visibilitet. Polyuretantäckt insida för att minska risken för klotting och koagulation. Testad för biokompatibilitet och haemokompatibilitet.
- De raka thoraxkatetrarna är 50 eller 70 cm långa och de högvinklade 50 cm.
- Steril engångsprodukt.



## TEKNISK DATA

Tillverkare	REDAX S.p.A. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italy			
Material	Kateter: Silikon, (Latex och ftalatfritt) Biokompatibilitet och haemokompatibilitet enligt den internationella Standarden UNI EN ISO 10993-1 samt UNI EN ISO 10993-4			
Sterilisation	Ethylen Oxid			
Hållbarhet	5 år			
Artikelnummer	Artikelnr	Yttre diameter mm	Storlek CH	Längd cm
	6020809	3,3	10	50 - rak
	6020812	4	12	50 - rak
	6020815	5	15	50 - rak
	6020818	6	18	50 - rak
	6020821	7	21	50 - rak
	6020824	8	24	50 - rak
	6020828	9,3	28	50 - rak
	6020830	10	30	50 - rak
	6020833	11	33	50 - rak
	6020836	12	36	50 - rak
	6021824	8	24	50 - vinklad
	6021828	9,3	28	50 - vinklad
	6021830	10	30	50 - vinklad
	6021833	11	33	50 - vinklad
	6021836	12	36	50 - vinklad
	6022824	8	24	70 - rak
	6022828	9,3	28	70 - rak
	6022830	10	30	70 - rak
	6022833	11	33	70 - rak
6022836	12	36	70 - rak	
Avd/Trpt frp	Antal: 20/20			
Förpackning	Sterilt dubbelpackat i peel-open med papper/plast PET/PE (yttre) (Inre) plastpåse: LDPE Övrigt: PVC-fritt och återvinningsbart			
Direktiv	Redax produkter uppfyller det Europeiska direktivet för medicinskt tekniska produkter: CE European Directive 93/42 EC och 2007/47/EC utfört av TÜV Product Service (Germany)			
Klassifikation	Klass IIa - MDD 93/42 EC			
Marknadsintroduktion år	1999			
Standard	UNI EN 1617 samt UNI EN 1618			
Förvaring	Temperatur: 0° ÷ 60°C			