

94418 Sårtvättare

40-pack

AKLAs sårtvättare är avsedda för rengöring av mindre sår.

Språk: SE/GB/NO/DK/FI/DE/NL/IT/FR/PT/ES

AKLA:s **sårtvättare** är speciellt viktiga när du inte har tillgång till vatten och tvål, tex när du jobbar eller genomför en fritidsaktivitet utomhus och vill tvätta rent såret från smuts och bakterier.



- Sårtvättare ersätter bomull och sårlösning i flaska.
- Praktisk upphängningsbar automatask
- Passar särskilt bra där du inte har tillgång till vatten och tvål
- Enkla att öppna och att använda
- Styckförpackade
- Lång hållbarhet

Kan beställas separat, men ingår även i förbandsskåp art. 91164




Innehåll

Duk av nonwoven som är fuktad med renat vatten (RO-vatten). För att förhindra bakterieväxt i den fuktade duken har vi tillsatt konserveringsmedel.

Förpackningsvarianter

94407	10st i minigrippåse
94408TP	1000st bulk
94410	20st i automatask
94418	40st i automatask

TILLVERKARE	VARUMÄRKE	KATEGORI	URSPRUNGLAND	VARUKOD	REGULATION CONFORMITY
AKLA	AKLA	VÅTSERVETTER	SVERIGE	34011100	MDR
HÅLLBARHET	CE	MEDICAL DEVICE	KVALITETSCERTIFIKAT	MILJÖCERTIFIKAT	
5 år		Class 1	ISO 13485	ISO 14001	
NSN	STERIL	GMDN	CPV CODES	UNCCS CODES	
8520-25-152-0025	Nej		24431600-0	481948	
ECLASS	UNSPSC				
40020303	42170000				
LOGISTIK	ANTAL	MÅTT	VIKT	EAN / GS1	
KFP	40 ST	78x62x120MM	0,001 KG	1 KFP	7311410944185
KFP / DFP					
KFP / TRP	320 st	270x180x140XMM	1,4 KG	8 KFP	7311410244186
KFP / Pall	35840 st	1200x800x150	184 KG	112 TRP / 896 KFP	

