

Pennlampa LUXAMED



Kvalitetspennlampa med snabb "Clip-switch" för att tända.
Avsedd att användas för ögon- och halsdiagnostik.
CE-märkt och tillverkat enligt 93/42EEC.
Rengöring: alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Pennlampan är tillverkad i tåligt ABS-plast
Tillverkad i Tyskland
2 st AAA batterier (inkluderade)
Vikt 31,5 gram
Glödlampa 2.2 V
Lampan är utbytbar
Brinntid 5 h +
Ljusstyrka 0,25 A

Pennlampa komplett med batterier

Art.nr: 584-1070

Tänk på miljön, kassera inte hela lampan då batterierna är slut, byt till nya batterier och använd pennlampan så länge den har god ljusåtergivning.