



# Kateterventil

Kateterventil som ger en större rörelsefrihet, mer frihet och komfort. Användandet av urinuppsamlingspåse är inte längre nödvändigt.

Teleflex kateterventil är en diskret ventil som är ansluten till konan på din kateter och gör det möjligt att enkelt och snabbt tömma blåsan.

Bytes efter ca. 7 dagar.

- Tillåter mer självständighet och rörlighet
- Ger en känsla av normal blåsfunktion
- Lätt att använda även vid försämrad handfunktion på grund av enkel manövrering av kranen.
- Ventilens material och konstruktion ger den en säker anslutning till katetern.
- Kateterventilen ger ett slutet system
- Kan anslutas till en urinuppsamlingspåse, men dessa behöver inte längre användas
- Tillverkad i silikon och polypropylen
- Passar till alla katetertyper
- Latex-fri
- Steril
- För enpatientbruk

Artikelnummer	Storlek	Förp. Avd. / Trsp.
10001239	-	1 / 200

Leverantör

**Teleflex**  
MEDICAL

**För mer information / Order**

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv  
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com

2017-11