



## Slutet Dränageset

För att tillgodose en komplikationsfri läkning har Redax utvecklat ett slutet set med uppsamlings-påse och passivt dränage, typ Robinson.

### PRODUKTFAKTA

- Silikon/Elastomer av medicinsk kvalitet. Vävnadsvänliga thrombo-resistenta silikondränage. Dränet är mjukt och följer lätt kroppens kontur utan att knicka, vilket gör det till ett för patienten behagligt och säkert dränage med utmärkta egenskaper.
- Dränaget har utmärkt transparens vilket underlättar inspektion.
- Silikondränaget är mycket hållfast och vävnadsvänligt mjukt material som ger låg friktion och därmed säkerställer ett högre flöde utan risk för koagulation. Materialet bibehåller sina goda egenskaper oberoende av kroppstemperatur.
- Det passiva silikondränaget, typ Robinson är säkert och effektivt och fungerar med hjälp av gravitation.
- Det består av ett 100 cm långt silikondränage ihopkopplat till en tömbar uppsamlingspåse.
- Uppsamlingspåsen som rymmer 600 ml har en backventil för att eliminera risken för kontamination samt att den uppsamlade vätskan rinner tillbaka från påsen mot patienten.
- Dränaget har 6 ovala hål i olika höjd. Silikon retar inte vävnaden och ger minimal celladhesion inuti dränaget eller i hålen.
- Dränaget har röntgenmarkering.
- Finns i olika storlekar från 9 CH till 36 CH med ökning i steg om 3 CH.
- Dränaget är 100 cm långt.
- Steril engångsprodukt.

## TEKNISK DATA

Tillverkare	REDAX S.p.A. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italy			
Material	Dränage: Silikon (Latex och ftalatfritt) Uppsamlingspåse: PVC med mjukgörare DEHP Biokompatibilitet och haemokompatibilitet enligt den internationella Standarden UNI EN ISO 10993-1 samt UNI EN ISO 10993-4			
Sterilisation	Ethylen Oxid			
Hållbarhet	5 år			
Artikelnummer	Artikelnr	Yttre diameter	Storlek	Påse
	6021409	3 mm	9 CH	600 ml
	6021412	4 mm	12 CH	600 ml
	6021415	5 mm	15 CH	600 ml
	6021418	6 mm	18 CH	600 ml
	6021420	7 mm	20 CH	600 ml
	6021424	8 mm	24 CH	600 ml
	6021428	9.3 mm	28 CH	600 ml
	6021430	10 mm	30 CH	600 ml
	6021433	11 mm	32 CH	600 ml
6021436	12 mm	36 CH	600 ml	
Avd/Trpt frp	Antal: 20/20			
Förpackning	Set sterilt dubbelpackat i peel-open med papper/plast PET/PE (yttre) (Inre) plastpåse: LDPE Övrig: PVC-fritt och återvinningsbart			
Direktiv	Redax produkter uppfyller det Europeiska direktivet för medicinskt tekniska produkter: CE European Directive 93/42 EC och 2007/47/EC utfört av TÜV Product Service (Germany)			
Klassifikation	Klass IIa - MDD 93/42 EC			
Marknadsintroduktion år	1999			
Standard	UNI EN 1617 samt UNI EN 1618			
Förvaring	Temperatur: 0° ÷ 60°C			