

## Diskborste Classic

Diskborste Classic är en väl designad produkt med en hög kvalitet för långvarig användning. Den vänder sig till den praktiske och hygieniske konsumenten och har ett ergonomiskt greppvänligt handtag, rejäl krok, pekfingerfäste samt front och sidoskrapa.

Diskborsten tål temperaturer upp till 140°C och kan diskas i maskin.



Artikelnummer	Vit: 23440 Blå: 23441 Röd: 23442 Gul: 23443
Material	Handtag av polypropylene, borste av nylon
Längd	25 cm
Antal/krt	40 st