

Product Specifications

Varumärke : Klinion® Personal Protection → ULTRA COMFORT

Produkt : Nitril, puderfri, icke-steril undersökningshandske

Produkt beskrivning

Engångs, latexfri, puderfri undersökningshandske tillverkad av Nitrile butadiene gummi.

Användningsområde

Klinion Personal Protection undersökningshandskar är avsedda för att förhindra kontaminering mellan användare och patient, men även vid kemikalie och livsmedels hantering.

Användarinfo finns på www.medeco.org

Klassifikation

Class I under the Medical Devices Regulations (SI 2002 No. 618, as amended) and

Class I under Regulation (EU) 2017/745 Medical Device Regulation (MDR).

PPE Regulation (EU) 2016/425 Category III

→ EU declaration of conformity at www.medeco.org

Förpackning & produktinfo

Produkt nr.	Beskrivning	Strl	EAN avd.frp	Avd.frp storlek (mm)*	Antal per avd.frp	EAN trsp.kartong	Trsp.kartong storlek (mm)*	Avd.frp per trsp.kartong
102601	Undersökningshandske Klinion Ultra Comfort Nitril vit	XS	8715343064467	235 * 110 * 75	150	8715343064474	390 * 230 * 245	10
102602	Undersökningshandske Klinion Ultra Comfort Nitril vit	S	8715343064481	235 * 110 * 75	150	8715343064498	390 * 230 * 245	10
102603	Undersökningshandske Klinion Ultra Comfort Nitril vit	M	8715343064504	235 * 110 * 75	150	8715343064511	390 * 230 * 245	10
102604	Undersökningshandske Klinion Ultra Comfort Nitril vit	L	8715343064528	235 * 110 * 75	150	8715343064535	390 * 230 * 245	10
102605	Undersökningshandske Klinion Ultra Comfort Nitril vit	XL	8715343064542	235 * 110 * 75	150	8715343064559	390 * 230 * 245	10
102606	Undersökningshandske Klinion Ultra Comfort Nitril blå	XS	8715343064566	235 * 110 * 75	150	8715343064573	390 * 230 * 245	10
102607	Undersökningshandske Klinion Ultra Comfort Nitril blå	S	8715343064580	235 * 110 * 75	150	8715343064597	390 * 230 * 245	10
102608	Undersökningshandske Klinion Ultra Comfort Nitril blå	M	8715343064610	235 * 110 * 75	150	8715343064627	390 * 230 * 245	10
102609	Undersökningshandske Klinion Ultra Comfort Nitril blå	L	8715343064634	235 * 110 * 75	150	8715343064641	390 * 230 * 245	10
102610	Undersökningshandske Klinion Ultra Comfort Nitril blå	XL	8715343064658	235 * 110 * 75	150	8715343064665	390 * 230 * 245	10

*Storlek ungefärlig

Product Specifications

Produkt

- Finns I blå och vit färg
- Passar både höger och vänster hand
- Icke-steril
- Puderfri
- Texturerad fingertopp som ändå bevarar den taktila känslan
- AQL 1.5
- Testad mot läkemedels substanser (ASTM D6978)

Produkt specifikation

- Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR)
- Produkter listade I detta dokument är:
 - Latex-fri
 - Ftalat-fri

Specification

Produkt dimension (mm)

Bredd	XS	75 ± 5	
	S	85 ± 5	
	M	95 ± 5	
	L	106 ± 5	
	XL	116 ± 5	
Tjocklek	Manchett i MM	Min. 0.04	Typical 0.05
	Handflata i MM	Min. 0.05	Typical 0.06
	Finger i MM	Min. 0.06	Typical 0.08
Längd	Total i MM	Min. 240	Typical 240 - 245

Product Specifications

Fysiska egenskaper

Ny	Brottgräns (MPa)	Min. 18 MPa	Medel 28 - 32
	Utvidgning innan brott (%)	Min. 500 %	Medel 500 - 540
	Brottstyrka (N)	Min. 6.0 N	Medel 6.0 – 6.3
Åldrad	Brottgräns	Min. 14 MPa	Medel 29 – 33
	Utvidgning innan brott	Min. 400 %	Medel 460 - 500
	Brottstyrka	Min. 6.0 N	Medel 6.0 – 6.3
Hålförekomst	AQL 1.5		
Puderrest	Max 2 mg/glove		

Standards

- Manufactured in accordance with Quality Assurance ISO 13485 and ISO 9001

In compliance with:

- EN 420:2003 + A1:2009 (fit for special purpose)
- EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016
- EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009
- EN 16523-1:2015

Sterilisation

Icke-steril

Förvaring

Förvaras på sval och torr plats. Öppnad förpackning skyddas mot direkt solljus och lysrörs ljus. Förvara handskarna i boxen när de inte används.


Hållbar

3 år

Product Specifications

Bild



Approval	Name	Date	Signature
Category & Product Manager PPE	Levine van Buren	03-10-2022	 Digitaal ondertekend door Levine van Buren Datum: 2022.10.05 09:41:15 +02'00'
RA Officer & Coordinator	Warsha Baboelal	03-10-2022	Warsha Baboelal Digitaal signed by Warsha Baboelal Date: 2022.10.05 03:03:47 +02'00'