

PKU GMPro Ultra

För kostbehandling av
fenyلكetonuri (PKU)

PKU GMPro Ultra är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. För kostbehandling av konstaterad fenyلكetonuri (PKU).

PKU GMPro Ultra är en icke-näringsmässigt komplett, pulverbaserad dryck låg i fenyلكalanin*, som innehåller glykomakropeptid (GMP) med essentiella och icke-essentiella aminosyror, vitaminer och mineraler, spårämnen samt små mängder kolhydrater och fett.

Finns i smakerna citron och vanilj. Innehåller socker och sötningsmedel. *Innehåller 36 mg fenyلكalanin per 33,4 g portion (påse).



Viktigt

Endast för enteral användning. Får ej användas parenteralt. Ska användas under medicinsk övervakning. Ej lämplig som enda näringskälla. Ej lämplig för personer med komjölksallergi. Lämplig från 3 års ålder. Ej lämplig för barn under 3 år. Används med försiktighet till barn i åldern 3-6 år. Endast avsedd för patienter med fenylketonuri (PKU). Proteinersättningar baserade på GMP, är en naturlig källa till fenylalanin.

Försiktighetsåtgärder

Produkten ska inte användas som enda proteinkälla utan måste kompletteras med naturligt protein och andra näringsämnen ordinerad mängd, för att tillgodose behovet av fenylalanin samt vätska och andra näringsämnen. Övervaka intaget av mikronäringsämnen för att säkerställa ett optimalt, individuellt intag.

Tillredning och dosering

Rekommenderat intag:

Dosering och spädning ska alltid fastställas i samråd med läkare och dietist och är beroende av patientens ålder, vikt och kliniska tillstånd.

Rekommenderad koncentration

33,4 g(1 påse) blandas med 180 ml vatten till en färdig volym på 210 ml. Initialt kan en lägre koncentration behövas för en fullgod acceptans. Vatten eller utspädd dryck bör ges vid sidan om för att säkerställa ett adekvat vätskeintag.

Användning

Tvätta alltid händerna och använd rena redskap. Mät upp rekommenderad mängd kallt vatten i ett kärl/shaker. Tillsätt ordinerad mängd pulver till vattnet. Förslut behållaren och skaka väl tills pulvret är helt upplöst. Tillreds lämpligen med kallt vatten och konsumeras direkt efter tillredning.

PKU GMPPro Ultra citronsmak			PKU GMPPro Ultra vaniljsmak		
Näringsinnehåll	Per 100 g	Per påse 33,4 g	Näringsinnehåll	Per 100 g	Per påse 33,4 g
Energi kJ	1240	414	Energi kJ	1364	456
Kcal	291	98.0	Kcal	321	107
Fett g	0.19	0.06	Fett g	2.5	0.82
Varav			Varav		
- mättat g	<0.1	<0.03	- mättat g	0.66	0.22
Kolhydrater g	<0.1	4.5	Kolhydrater g	14.7	4.9
Varav			Varav		
- socker g	8.3	2.8	- socker g	9.7	3.2
Fiber g	0	0	Fiber g	0	0
Protein g	60	20	Protein g	60	20
Varav			Varav		
L-Alanin g	2.4	0.8	L-Alanin g	2.4	0.8
L-Arginin g	3	1	L-Arginin g	3	1
L-Asparaginsyra g	3.6	1.2	L-Asparaginsyra g	3.6	1.2
L-Cystin g	1.7	0.57	L-Cystin g	1.7	0.57
L-Glutaminsyra g	8	2.7	L-Glutaminsyra g	8	2.7
Glycin g	0.42	0.14	Glycin g	0.42	0.14
L-Histidin g	2.4	0.8	L-Histidin g	2.4	0.8
L-Isoleucin g	4.4	1.5	L-Isoleucin g	4.4	1.5
L-Leucin g	9	3	L-Leucin g	9	3
L-Lysin g	2.6	0.86	L-Lysin g	2.6	0.86
L-Methionin g	0.8	0.27	L-Methionin g	0.8	0.27
L-Fenylalanin mg	108	36.0	L-Fenylalanin mg	108	36
L-Prolin g	4.8	1.6	L-Prolin g	4.8	1.6
L-Serine g	3	1	L-Serine g	3	1
L-Treonin g	6.8	2.3	L-Treonin g	6.8	2.3
L-Tryptofan g	1.4	0.47	L-Tryptofan g	1.4	0.47
L-Tyrosin g	6	2	L-Tyrosin g	6	2
L-Valin g	5.2	1.7	L-Valin g	5.2	1.7
Salt g	2.8	0.92	Salt g	2.8	0.92
Vitaminer			Vitaminer		
Vit. A µg	551	184	Vit. A µg	551	184
Vit. D µg	27	9	Vit. D µg	27	9
Vit. E mg-TE mg	18.4	6.1	Vit. E mg-TE mg	18.4	6.1
Vit. K mg	86.4	28.3	Vit. K mg	86.4	28.3
Tiamin mg	1.7	0.57	Tiamin mg	1.7	0.58
Riboflavin mg	2.2	0.73	Riboflavin mg	2.2	0.73
Niacin (mg NE/EN) mg	(43.0) 18	(14.4) 6	Niacin (mg NE/EN) mg	(43.0) 18	(14.4) 6
Pantotensyra mg	6	2	Pantotensyra mg	6	2
Vit. B6 mg	2	0.67	Vit. B6 mg	2	0.67
Folsyra	240	80.2	Folsyra	240	80.2
Vit. B12 µg	4.3	1.4	Vit. B12 µg	4.3	1.4
Biotin µg	43.2	14.4	Biotin µg	43.2	14.4
Vit. C mg	86.4	28.3	Vit. C mg	86.4	28.3
Mineraler			Mineraler		
Natrium (mmol) mg	48.1) 1006	(16.1) 336	Natrium (mmol) mg	1.1) 1006	(16.1) 336
Kalium (mmol) mg	(40.2) 1571	(13.4) 525	Kalium (mmol) mg	0.2) 1571	(13.4) 525
klorid (mmol) mg	(22.3) 792	(7.4) 265	klorid (mmol) mg	2.3) 792	(7.4) 265
Kalcium (mmol) mg	(36.0) 1442	(12.0) 482	Kalcium (mmol) mg	0.1) 1442	(12.0) 482
Fosfat (mmol PO4) mg	(45.7) 1416	(15.3) 473	Fosfat (mmol PO4) mg	5.7) 1416	(15.3) 473
Magnesium (mmol) mg	(14.3) 347	(4.8) 116	Magnesium (mmol) mg	14.3) 347	(4.8) 116
Järn mg	18	6	Järn mg	18	6
Koppar mg	1.6	0.5	Koppar mg	1.6	0.54
Zink mg	14	4.7	Zink mg	14	4.7
Mangan mg	1	0.3	Mangan mg	1	0.33
Jod µg	188	62.8	Jod µg	188	62.8
Molybden µg	73	24.4	Molybden µg	73	24.4
Selen µg	73	24.5	Selen µg	73	24.4
Krom µg	51	17	Krom µg	51	17
Övrigt			Övrigt		
Kolin mg	360	120	Kolin mg	360	120
Inositol mg	71.3	23.8	Inositol mg	71.3	23.8
Karnitin mg	79.2	26.5	Karnitin mg	79.2	26.5
Taurin mg	180	60.1	Taurin mg	180	60.1
Osmolalitet** 530 mOsmol/kg H2O			Osmolalitet** 500 mOsmol/kg H2O		
Osmolalitet** 480 mOsmol/L			Osmolalitet** 450 mOsmol/L		
**Vid rekommenderad spädning 33,4 g + 180 ml vatten			**Vid rekommenderad spädning 33,4 g + 180 ml vatten		

Beställning

PKU GMPPro Mix-In kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: www.nutriciastore.se, e-post: order.amnse@danone.com eller telefon: 08-24 15 30

Produkt	Art.nr	Förpackning
PKU GMPPro Ultra vaniljsmak	900528	30 x 33,4 g
PKU GMPPro Ultra citronsmak	900529	30 x 33,4 g