



PRODUKTBLAD
För sjukvårdspersonal


MIC* Gastrostomituber, ej ENFit

- MIC* Gastrostomituber är tillverkade i mjuk och väpnadsvänlig silikon för bästa acceptans och komfort.
- Secur-Lok® – skjutbar ring för säker yttre fixering – med ventilationshål och tryckavlastning för minskad hudirritation.
- Centimetergraderingar på gastrostomituben för verifikation av läget.
- Innersluten distal-tip.
- MIC* Gastrostomituber har tydlig märkt ballonginfart BAL.
- Avrundad spets för smidig insättning.
- Kan användas för tömning av ventrikeln.

MIC* Bolus

| STORLEK I FR | VARUNUMMER | REK. MÄNGD VATTEN I BALLONG |
|--------------|------------|-----------------------------|
| 14 Fr | 0110-14LV | 3–5 ml |
| 16 Fr | 0110-16LV | 3–5 ml |
| 20 Fr | 0110-20 | 7–10 ml |
| 24 Fr | 0110-24 | 7–10 ml |

Förpackning 5 st.



MIC* Bolus

MED-2020-0042 SEP

Dessa produkter är medicintekniska produkter. Läs alltid bruksanvisningen noga före användning. *TM Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates.

©Meda AB (A Viatris Company) Tel: 08-630 19 00. E-post: md@viatris.com
www.gastrostomi.se