



# Doseringspump Combi för 1L flaska & 5L dunk

## Användningsområde

Doseringspump för 1liters flaska eller 5 liters dunk av standardmodell. Två olika storlekar på gängor medföljer pumpen. En till 1L flaska & en till 5L dunk.

## Produktfakta

Pumpen kan med fördel användas på flaskor eller dunkar för att undvika spill och onödiga lyft av flaska eller dunk. Varje pumptryck ger ca 4ml vätska.

**Art.nr:** 71338

Säljes styckevis

## Miljö

Pumpen sorteras som restavfall.

